

Tender Care



Digital Soother Thermometer



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

www.lorelli.eu

V1.1W



find us on

CONTENT

EN	Manual Instruction.....	3
BG	Инструкция за употреба.....	4
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	5
ES	Instrucciones de uso.....	6
RU	Инструкция по эксплуатации.....	7
HU	Bedienungsanleitung.....	8
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	9
IT	Istruzione per l'uso.....	10
FR	Mode d'emploi.....	11
AR	دليل دليلاتعليمات.....	12
DE	Bedienungsanleitung.....	13
CZ	Návod k použití.....	14
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	15
NL	Gebruikshandleiding.....	16
AL	Insruksion për përdorim.....	17
TR	Kullanım talimatı.....	18
PL	Instrukcja użytkownika.....	19
MK	Упатствата за употреба.....	20



EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.
ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.
IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.
FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil.
BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.
GR-Σάρωση του κωδικά QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερές γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.
AR- على جهازك. "QR Scanner" الحصول على المزيد من معلومات المنتج وتعليمات الاستخدام بعدة لغات بتنازل تخليق QR كرميبح رمز الاستجابة المرمية ضوياً.
DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.
CZ-Naskenujte QR kód, abyste získali další informace o výrobku a návod k použití ve více jazycích. Stáhněte si přílohu QR skener na své zařízení.
HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.
RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.
SRB/HR/ME/BIH Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.
RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.
NL-Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.
AL-Skanojti kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.
TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzunu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.
PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkownika w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.
MK-Скенирај го QR коdot за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење на повеќе јазици.Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

EN OPERATING INSTRUCTIONS

Dear Customer, Thank you for purchasing Digital Soother Thermometer. Before using this product, please read this instruction carefully.

1. Description



2. Feature

- LCD screen display.
- Memory function.
- Automatically taking the temperature and shut down automatically.
- No mercurial pollution or safe concern.

3. Specification

- Measurement Scope: 32.0 °C - 42.9 °C (89.6 °F - 109.2 °F)
- Measurement Time: Three minutes +/- One minute
- Temperature Accuracy: +/- 0.1 °C (32.2 °F)
- Battery: 1.50 VDG AG3
- Display Mode: LCD (liquid crystal display)
- Memory: Display the previous temperature.
- Timer: When the measure completely, it will ring 10 times.
- Dimension: 55 x 50 x 50 mm
- Weight: About 16g

4. How to use it?

■ Press on/off button, wait for LCD display 188.8, to make sure the thermometer working well and battery stay good condition, then it will display the previous saving memory as well as activate the working figure 37.0 °C (LO °F) Flash °C (°F), if the environmental temperature is higher than 32.0 °C (89.6 °F) it will directly display the figure and begin measuring the temperature.

- If the temperature is higher than 42.9 °C (109.2 °F) the LCD screen will display H °C (H °F). If the temperature is below than 32.0 °C (89.6 °F) screen will display LO °C (LO °F).
- When the temperature is complete LCD screen will display °C (°F) and stop flashing with 10 times ring music.
- When you have got the temperature result, please make sure shut down the thermometer in order to save battery's life. If not, operation system will automatically turn off the thermometer in 10 minutes.
- If the measurement is shut down, please repeat the above procedure to begin the temperature measurement again.

5. Precautions

- Before measuring the temperature, please check the soother first. If it has broken problem, please do not use it.
- Do not put the thermometer in high heat or expose to direct sunshine and prevent touching any chemical solvent to avoid any unexpected situation happen.
- Please, do not try to disassemble, repair or re-build the thermometer.
- Digital Soother Thermometer is an electronic measurement. Please, keep away from your child.
- Digital Soother Thermometer is for mouth measuring only.
- The battery is sealed installed. Please, do not take part it from the thermometer by yourself.

6. Clean the thermometer

- Put the soother into the alcohol solvent in one second. LCD display "Screen can only be cleaned by fabric or by clean water".
- This thermometer has waterproof function. You can put the thermometer in clean water for simply washing.

Caution: This thermometer can not be put into boiled water.

7. Limited warranty

The warranty does not cover the damage of improper use or the battery running out. If the unit does not function properly due to defective parts or assembly we will repair it free of charge or replace with a new one.

Symbol	Description
	Type BF applied part.
	Information about a manufacturer
	Please read the instructions carefully.
IP22	Rate degree of protection against access to water and inhomogeneous substances
	Waste electrical materials should be sent to a dedicated collection point for recycling.
	EU safety requirements
	European authorized representative

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Скъпи Потребителю, Благодарим ти за закупуването на дигитален биберон термометър. Преди да използвате продукта, моля прочетете инструкциите внимателно.

1. Описание!

2. Характеристики

- LCD дисплей.
- Функция запаметяване.
- Автоматично отчитане на температурата и автоматично изключване.
- Без замърсяване с живак.

3. Спецификация

- Обхват на измерването: 32.0°C - 42.9°C (89.6°F-109.2°F)
- Време на измерването: три минути +/- една минута
- Точност на температурата: +/- 0.1°C (32.2°F)
- Батерия: 1.50 VDG AG3
- Вид дисплей: LCD (дисплей с течни кристали)
- Памет: Показва предходната измерена температура.
- Таймер: Когато измерването завърши, той ще звъне 10 пъти
- Размери: 85 x 50 x 10 мм.
- Тегло: около 16гр.

4. Как да го използвате?

- Натиснете on/off бутона, изчакайте LCD екрана да покаже 188.8, за да сте сигурни, че термометърът работи правилно и батерията е в добро състояние, след което ще се покаже предходната измерена температура и ще се активира работещата фигура 37.0°C (LO°F); °C (°F), ако температурата на околната среда е по-висока от 32.0°C (89.6°F) директно ще се покаже работещата фигура и термометърът ще започне измерването на температурата.
- Ако температурата е по-висока от 42.9°C (109.2°F) на LCD екрана ще се изпише H C (H°F). Ако температурата е по-ниска от 32.0°C (89.6°F) на екрана ще се изпише LOC (LOF).
- Когато измерването е завършено, LCD екрана ще покаже °C(F), ще спре да мига и ще сигнализира с мелодия 10 пъти.
- Когато получите резултата от измерването, моля уверете се, че сте изключили термометъра, за да запазите живота на батерията по-дълго. Ако ли не, той ще се изключи автоматично след 10 минути.
- Ако измерването е завършило, моля повторете споменатата по-горе процедура, за да започне измерването на температурата отново.

5. Предпазни мерки


- Преди измерването на температурата, моля първо проверете биберона термометър. Ако има счупени части, моля не го използвайте.
- Не оставяйте термометъра при висока температура или на пряка слънчева светлина и предотвратете допир с химически вещества, за да се избегнат неочаквани последици.
- Моля, не разглобявайте и не поправяйте термометъра.
- Дигиталният биберон термометър е електронно измервателно устройство. Моля, пазете далеч от деца. Дигиталният биберон термометър е само за орална употреба.
- Батерията е запечатана. Да се сменя от специализиран сервиз.

6. Почистване на термометъра

- Поставете биберона термометър в алкохолен разтвор за една секунда. LCD дисплея изписва "Екрана може да бъде почистван само с плат или с чиста вода"
- Този термометър е водоустойчив. Можете да измиете термометъра с чиста вода.
- Внимание: Този термометър не може да се поставя във вряла вода.

7. Ограничена гаранция

- Тази гаранция не покрива щетите от неправилна употреба или изтощена батерия. Ако устройството не функционира правилно, поради дефектни части или монтаж, ние ще го поправим безплатно или ще го заменим с ново.



Символ	Описание
	Вид приложена част VF сонда
	Производител
	Препратка към инструкция
IP22	Степен на защита срещу достъп на вода и нехомогенни вещества
	Символ за "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА" Отпадналите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, предавайте ги там където съществуват съоръжения за рециклиране. Обърнете се към вашите местни органи или търговец на дребно за съвет за рециклиране."
	Отговаря на изискванията на ЕС за безопасност
	Европейски оторизиран представител

Αγαπητέ χρήστη, Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ψηφιακό θερμομέτρο θηλής. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

**1. Περιγραφή
2. Χαρακτηριστικά**
οθόνη LCD.

Λειτουργία αποθήκευσης.

Αυτόματη ένδειξη θερμοκρασίας και αυτόματη απενεργοποίηση.

Χωρίς μόλυνση από υδράργυρο.

3. Προσδιορισμός

Εύρος μέτρησης: 32.0°C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F)

Χρόνος μέτρησης: τρία λεπτά +/- ένα λεπτό

Ακρίβεια θερμοκρασίας: +/- 0.1°C (32.2°F)

Μπαταρία: 1.50 VDG AG3

Τύπος οθόνης: LCD (οθόνη υγρών κρυστάλλων)

Μνήμη: Δίχνει την προηγούμενη μετρημένη θερμοκρασία.

Χρονοδιακόπτης: Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση, θα κουδουνίσει 10 φορές

Διαστάσεις: 55 x 50 x 50 μμ.

Βάρος: περίπου 16 γρ.

4. Πως να το χρησιμοποιήσετε?

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, περιμένετε να εμφανιστεί η οθόνη LCD 188.8 για να βεβαιωθείτε ότι το θερμομέτρο λειτουργεί σωστά και η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση, στη συνέχεια θα εμφανιστεί η προηγούμενη μετρημένη θερμοκρασία και θα ενεργοποιηθεί η τιμή εργασίας 37.0°C (LO°F); °C (°F), εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 32.0°C (89.6°F), η εικόνα εργασίας θα εμφανιστεί απευθείας και το θερμομέτρο θα αρχίσει να μετρά τη θερμοκρασία.

Εάν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 42.9°C (109.2°F), η οθόνη LCD θα εμφανίσει H C (H°F). Εάν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 32.0°C (89.6°F), η οθόνη θα εμφανίσει LOC (LOF).

Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση, η οθόνη LCD θα εμφανίσει °C(F), θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα σηματοδοτεί με μελωδία 10 φορές.

Όταν λάβετε το αποτέλεσμα της μέτρησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το θερμομέτρο για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μεγαλύτερη. Εάν όχι, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

Εάν η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί, επαναλάβετε τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω για να ξεκινήσει ξανά η μέτρηση θερμοκρασίας.

5. Μέτρα ασφαλείας

Πριν μετρήσετε τη θερμοκρασία, ελέγξτε πρώτα το θερμομέτρο θηλής. Αν υπάρχουν σπασμένα ανταλλακτικά, μην το χρησιμοποιείτε.

Μην αφήνετε το θερμομέτρο σε υψηλή θερμοκρασία ή άμεσο ηλιακό φως και αποτρέψτε την επαφή με χημικές ουσίες για να αποφύγετε απροσδόκητες συνέπειες.

Μην αποσυρμαρμολογείτε ή επισκευάζετε το θερμομέτρο.

Το ψηφιακό θερμομέτρο θηλής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης. Παρακαλούμε κρατήστε μακριά από παιδιά. Το ψηφιακό θερμομέτρο θηλής προορίζεται μόνο για στοματική χρήση.

Η μπαταρία είναι σφραγισμένη. Να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο σέρβις.

6. Καθαρισμός του θερμομέτρου

Τοποθετήστε το θερμομέτρο θηλής σε διάλυμα αλκοόλης για ένα δευτερόλεπτο. Η οθόνη LCD γράφει "Η οθόνη μπορεί να καθαριστεί μόνο με πανί ή καθαρό νερό"

Αυτό το θερμομέτρο είναι αδιάβροχο. Μπορείτε να πλύνετε το θερμομέτρο με καθαρό νερό.

Προσοχή: Αυτό το θερμομέτρο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε βραστό νερό.

7. Περιορισμένη Εγγύηση

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από ακατάλληλη χρήση ή από εξαντλημένη μπαταρία. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά λόγω ελαττωματικών εξαρτημάτων ή συναρμολόγησης, θα την επισκευάσουμε δωρεάν ή θα την αντικαταστήσουμε με καινούργια.



Σύμβολο	Περιγραφή
	Τύπος εφαρμοζόμενου ανιχνευτή BF
	Κατασκευαστής
	Αναφορά στην οδηγία
IP22	Βαθμός προστασίας από εισροή νερού και ανομοιογενείς Ουσίες
	Σύμβολο "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" Το απόβλητο ηλεκτρικών συσκευών δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να τα παραδώσετε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για συμβουλές ανακύκλωσης.
	Πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας της ΕΕ
	Ευρωπαϊός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

ES INSTRUCCIONES DE USO

Estimado usuario: Gracias por adquirir un termómetro digital de pezón. Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones.

1. Descripción

2. Características

Pantalla LCD.

Guardar función.

Lectura automática de temperatura y apagado automático.

Sin contaminación por mercurio.

3. Especificación

Rango de medición: 32,0 °C - 42,9 °C (89,6 °F - 109,2 °F)

Tiempo de medición: tres minutos +/- un minuto

Precisión de la temperatura: +/- 0,1 °C (32,2 °F)

Batería: 1,50 VDG AG3

Tipo de pantalla: LCD (pantalla de cristal líquido)

Memoria: Muestra la temperatura medida anterior.

Temporizador: Cuando termine la medición, sonará 10 veces

Dimensiones: 55 x 50 x 50 mm.

Peso: unos 16g.

4. ¿Cómo usarlo?

Presione el botón de encendido/apagado, espere a que la pantalla LCD muestre 188.8 para asegurarse de que el termómetro funcione correctamente y la batería esté en buenas condiciones, luego mostrará la temperatura medida anterior y activará la figura de trabajo 37.0°C (LO °F); °C (°F), si la temperatura ambiente es superior a 32,0 °C (89,6 °F), la figura de trabajo se mostrará directamente y el termómetro comenzará a medir la temperatura.

Si la temperatura es superior a 42,9 °C (109,2 °F), la pantalla LCD mostrará H C (H°F). Si la temperatura es inferior a 32,0 °C (89,6 °F), la pantalla mostrará LOC (LOF).

Cuando se complete la medición, la pantalla LCD mostrará "C (F), dejará de parpadear y emitirá un pitido 10 veces.

Cuando obtenga el resultado de la medición, asegúrese de apagar el termómetro para prolongar la duración de la batería. Si no, se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Si la medición ha finalizado, repita el procedimiento mencionado anteriormente para iniciar nuevamente la medición de temperatura.

5. Precauciones

Antes de medir la temperatura, compruebe primero el termómetro de pezón. Si hay piezas rotas, no lo use.

No deje el termómetro a altas temperaturas o bajo la luz solar directa y evite el contacto con sustancias químicas para evitar consecuencias inesperadas.

Por favor, no desmonte ni repare el termómetro.

El termómetro digital de pezón es un dispositivo de medición electrónico. Por favor, manténgalo alejado de los niños. El termómetro digital de pezón es solo para uso oral.

La batería está sellada. Para ser reemplazada por un servicio especializado.

6. Limpieza del termómetro

Coloque el termómetro de pezón en la solución de alcohol durante un segundo. La pantalla LCD dice "La pantalla solo se puede limpiar con un paño o agua limpia".

Este termómetro es resistente al agua. Puede lavar el termómetro con agua limpia.

Precaución: este termómetro no se puede colocar en un agua hirviendo.

7. Garantía limitada


Esta garantía no cubre los daños causados por un uso inadecuado o una batería descargada. Si el dispositivo no funciona correctamente debido a piezas o ensamblaje defectuosos, lo repararemos sin cargo o lo reemplazaremos por uno nuevo.



Símbolo	Descripción
	Tipo de pieza aplicada Sonda BF
	Fabricante
	Referencia a la instrucción
IP22	Grado de protección contra el acceso de agua y sustancias no homogéneas
	Símbolo "PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE" Los aparatos eléctricos desechados no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, entréguelos donde existan instalaciones de reciclaje. Póngase en contacto con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.
CE	Cumple con los requisitos de seguridad de la UE
EC REP	Representante autorizado europeo

Дорогой покупатель, благодарим Вас за то, что Вы купили наше изделие – цифровой термометр-соску! Перед применением, просим внимательно прочитать инструкции применения.

1. Описание



2. Характеристики

- LCD дисплей.
- Функция памяти.
- Автоматический учет температуры и автоматическое выключение.
- Прибор не загрязняет ртутью.

3. Спецификация

- Охват измерения температуры: 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F)
- Время измерения: три минуты +/- одна минута
- Точность измерения температуры: +/- 0,1°C (32,2°F)
- Батарейка: 1.50 VDG AG3
- Вид дисплея: LCD (дисплей на жидких кристаллах)
- Память: Отображает предыдущие измерения температуры
- Таймер: Когда измерение закончится, он прозвонит 10 раз.
- Размеры: 55 x 50 x 50 мм.
- Вес: около 16 грамм

4. Как применять?

- Нажать кнопку „Включить/Выключить“ (on/off), выждать, пока в окошке дисплея появится число 188,8, чтобы убедиться, что термометр работает, и батарейка в хорошем состоянии, после чего на экране появится измеренная в последний раз температура, а работающая фигура 37,0°C (LO°F) активируется. Если температура окружающей среды выше 32,0°C (89,6°F), то работающая фигура появится сразу, и термометр начнет учет температуры.
- Если температура выше 42,0°C (109,2°F), то на экране появится надпись H°C (H°F). Если температура ниже 32,0°C (89,6°F), то на экране появится надпись LO°C (LO°F).
- Когда учет температуры закончен, то на экране появится надпись °C (°F), экран перестанет мигать и сыграет мелодию 10 раз.
- После получения результата, просим убедиться, что термометр выключен, чтобы сохранить жизнь батарейки на более длительный период времени. Если не сделать этого, то термометр выключится автоматически через 10 минут.
- Если учет температуры закончен, просим проделать указанные выше действия еще раз, чтобы начать измерение сначала.

5. Предохранительные меры

- Перед измерением температуры, просим сначала проверить термометр-соску. Если какие-нибудь из частей сломаны, просим не применять его.
- Не оставлять термометр под воздействием высокой температуры или прямого солнечного света. Предотвращать соприкосновение с химическими веществами, чтобы избежать неожиданных последствий.
- Просим термометр не разбирать и не чинить самостоятельно.
- Цифровой термометр-соска представляет собой электронный измерительный прибор. Просим хранить далеко от доступа детей.
- Цифровой термометр предназначен только для орального применения (в рот).
- Батарейка запечатана. Для смены обращаться только в специализированное сервисное ателье.

6. Почистка термометра

- Вставить термометр-соску в алкогольный раствор на одну секунду. На экране появляется надпись „Экран можно чистить только тканью или чистой водой“.
- Этот термометр водостойчив. Можно помыть его чистой водой.

Внимание! Нельзя ставить термометр в кипящую воду.

7. Ограниченная гарантия


Гарантия не распространяется на повреждения, полученные вследствие неправильного применения или истощения батарейки. Если прибор не работает правильно из-за наличия дефектных частей или неправильного монтажа, то мы сделаем это бесплатно или заменим новым прибором.

Символы	Описание
	Вид прилагаемой части ВФ-зонда
	Изготовитель
	Ссылка на инструкцию
IP22	Степень защиты против проникновения вода и неогомогенных веществ
	Символ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" – Электроприборы, вышедшие из употребления, нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Просьба сдавать их в места, где имеются сооружения для переработки. Обратитесь к местным органам или розничному продавцу за советом по вопросам утилизации".
	Соответствует требованиям ЕС к безопасности.
	Авторизованный представитель в Европе

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kedves Fogyasztó, köszönjük szépen, hogy a digitális cumi lázmérőt megvásárolta. Használat előtt legyen szíves elolvasni az útmutatót.

1. Leírás



2. Jellemzői

- LCD képernyő
- Memória funkció
- Automatikus hőmérséklet mérés és automatikus kikapcsolás
- Higanyral való szennyeződés nélkül

3. Specifikáció

- Mérési skála: 32,0 C –42,9 C /89,6 F – 109,2 F/
- Mérési idő: három percig +/- egy percig
- Hőmérséklet pontossága: +/- 0,1 C /32,2 F/
- Elem: 1,50 VDG AG3
- Képernyő: LCD /foliadék-kristályos/
- Memória: Mutatja az előtte mért hőmérsékletet
- Óra : ha kész, 10-szer csörög
- Méretek: 55 x 50 x 50 mm
- Súly: kb. 16 gr.

4. Hogyan lehet használni?

- Nyomják be az on/off gombot és addig várjanak amíg a LCD képernyőn nem jelenik meg 188,8, ami azt jelenti hogy a lázmérő rendszeren működik és az elem jó állapotban van. Utána mutatni fogja az előtte kmért hőmérsékletet és aktiválódik egy dolgozó figura 37,0 C /LO F/; C /F/, ha a természeti hőmérséklet magasabb mint 32,0 C /89,6 F/ meg fog jelenni egy dolgozó figura és a lázmérő dolgozni kezd.
- Ha a természeti hőmérséklet magasabb mint 42,9 C /109,2 F/ az LCD képernyőn megjelenik H C /H F/. Ha a természeti hőmérséklet alacsonyabb mint 32,0 C /89,6 F/ a képernyőn megjelenik LO C /LO F/.
- Ha kész a mérés, az LCD képernyőn megjelenik C /F/ és csak akkor eltűnik ha 10-szer csörög.
- Meg kell győződni arról, hogy ki van kapcsolva a lázmérő ha megvan az eredmény, ez hasszabítja az elem életét. Ha nem kapcsolják ki, automatikusan kikapcsolódik 10 perc múlva.
- Ha kész a mérés, ismételni kell az előtti leírt folyamatot és újra lehet mérni a hőmérsékletet.

5. Övintézkedések

- Használat előtt ellenőrizni kell a csecsemőcumi lázmérőt. Ha valamelyik alkatrészt el van törve, ne használják.
- Ne hagyják a lázmérőt magas hőmérsékleten vagy közvetlen napfényen. Megakadályozzák vegyi anyagokkal való érintkezést, hogy elkerüljék a nem kívánt következményeket .
- Ne szereljék szét vagy javítsák ki a csecsemőcumi lázmérőt.
- A digitális csecsemőcumi lázmérő elektronikus eszköz. Tartsa távol gyerekektől.
- A digitális csecsemőcumi lázmérő csak orális használatra van.
- Az elem zárva van. Csak szervízben lehet cserélni.

6. Lázmérő tisztítása

- Tegyük a csecsemőcumi lázmérőt alkohol tartalmazó vízbe egy másodpercre. Az LCD képernyőn megjelenik „A képernyőt csak szóvettel vagy tiszta vízzel tisztítható”
 - Vízálló. Mosható tiszta vízzel is.
- Figyelem: Ne tegyék be forró vízbe.


7. Korlátozott jótállás

A jótállás nem érvényes ha helytelenül használta vagy lemeztette az elem. Ha a termék nem jól működik hibás alkatrészek vagy összeszerelés miatt, ingyen fogjuk kijavítani vagy újat adunk.

Szimbólumok	Leírás
	A csatlakoztatott alkatrész BF szonda típusa
	Gyártó
	Hivatkozás az utasításra
IP22	A víz és az inhomogén anyagok hozzáférése elleni védelem mértéke
	"KÖRNYEZETVÉDELEM" szimbólum - Az ártalmatlanított elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, azokat újrahasznosító létesítményeknél ártalmatlanítsa. Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz.
	Megfelel az EU biztonsági követelményeinek
	Meghatalmazott európai képviselő

Stimate client, vă mulțumim că ați achiziționat Termometru digital tip tetină. Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual de utilizare.

1. Descriere



2. Caracteristici

- Afișaj cu ecran LCD.
- Funcție de memorie.
- Testează automat temperatura și se oprește automat.
- Fără poluare cu mercur sau griji referitoare la siguranță.

3. Specificații

- Aria de măsurare: 32.0°C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F)
- Timp de măsurare: trei minute +/- un minut
- Exactitatea temperaturii: +/- 0.1°C (32.2°F)
- Baterie: 1.50 VDG AG3
- Mod afișaj: cristale lichide LCD
- Memorie: afișează temperatura anterioară.
- Comutator temporizat: când se termină măsurarea, va suna de 10 ori.
- Dimensiune: 55 x 50 x 50 mm
- Greutate: aproximativ 16 g

4. Cum se utilizează?

- Apăsati butonul de pornire/oprire, asteptati să apară pe afișajul LCD 188.8 pentru a vă asigura că termometru funcționează bine și bateria este plină, apoi va afișa temperatura măsurată anterior și va activa cifra de lucru 37.0°C (LO°F) Flash (pălpăire)°C (°F), dacă temperatura ambientală este mai mare de 32.0°C (89.6°F) va afișa direct cifra și va începe să măsoare temperatura.
- Dacă temperatura este mai mare de 42.9°C (109.2°F) ecranul LCD va afișa H°C (H°F). Dacă temperatura este sub 32.0° (89.6°F) ecranul va afișa LO°C(LO°F).
- Când se termină procesul de testare a temperaturii ecranul LCD va afișa °C(°F) și se va opri din pălpăit după ce va emite un semnal sonor de 10 ori.
- Când aveți rezultatul temperaturii, asigurați-vă că ați oprit termometru pentru a salva durata de viață a bateriei. În caz contrar, sistemul de operare va opri automat termometru în 10 minute.
- Dacă măsurătoarea este oprită, vă rugăm să repetați procedura de mai sus pentru a începe din nou măsurarea temperaturii.

5. Precauții

- Înainte de a măsura temperatura, verificați mai întâi tetina. Dacă prezintă rupturi, nu trebuie să o utilizați.
- Nu puneți termometru la căldură mare, nu expuneți direct în bătaia soarelui și nu lăsați să atingă vreun solvent chimic pentru a evita apariția de situații neașteptate.
- Nu încercați să demontați, să reparați sau să reasamblați termometru.
- Termometru digital tip tetină este un dispozitiv de măsurare electronic. Țineți departe de copil.
- Termometru digital tip tetină este doar pentru testarea temperaturii prin introducerea în gură.
- Bateria este instalată și sigilată. Nu o scoateți din termometru.

6. Curățarea termometru

- Puneți tetina în solvent de alcool într-o secundă pentru sterilizare. Ecranul afișajului LCD poate fi curățat cu un material moale sau cu apă curată.
- Acest termometru are funcție de rezistență la apă. Puteți pune termometru în apă curată pentru a spăla pur și simplu.

Atenție: Acest termometru nu poate fi introdus în apă fiartă.

7. Garanție limitată

Garanția nu acoperă deteriorarea prin utilizare necorespunzătoare sau prin epuizarea bateriei. Dacă unitatea nu funcționează în mod corespunzător din cauza unor piese defecte sau asamblării defectuoase îl vom repara gratis sau îl vom înlocui cu unul nou.

Simboluri	Descriere
	Tipul piesei atașate sonda BF
	Producător
	Trimitere la instrucțiuni
IP22	Grad de protecție împotriva accesului de apă și substanțe neomogene
	Simbol pentru "PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR" -Aparatele electrice scoase din funcțiune nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm a le preda în locuri dotate cu facilități de reciclare. Adresați-vă autorităților locale sau comercianților en detail pentru obținerea unei recomandări de reciclare".
CE	Corespunde cerințelor UE referitoare la siguranța
EC REP	Reprezentant european autorizat

IT ISTRUZIONI D'USO

Gentile utente, grazie per aver acquistato un termometro a succhietto digitale. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni.

1. Descrizione

2. Caratteristiche

- Display LCD.
- Funzione di memoria.
- Rilevamento automatico della temperatura e spegnimento automatico.
- Nessuna contaminazione da mercurio.

3. Specifica

Ambito di misurazione: 32,0°C – 42,9°C (89,6°F – 109,2°F)

Tempo di misurazione: tre minuti +/- un minuto
Precisione della temperatura: +/- 0,1°C (32,2°F)
Batteria: 1,50 VDG AG3

Tipo di display: LCD (display a cristalli liquidi)
Memoria: Visualizza la temperatura misurata in precedenza.

Temporizzatore: Quando la misurazione è terminata, suonerà per 10 volte
Dimensioni: Mm 55 x 50 x 50
Peso: circa 16 gr.

4. Come utilizzarlo?

Premere il pulsante on/off, attendere che lo schermo LCD visualizzi 188,8 per assicurarsi che il termometro funzioni correttamente e che la batteria sia in buone condizioni, quindi verrà visualizzata la temperatura misurata in precedenza e verrà attivata la cifra di funzionamento 37,0°C (LO°F); °C (°F) se la temperatura dell'ambiente è superiore a 32,0°C (89,6°F) verrà visualizzata direttamente la cifra di funzionamento e il termometro inizierà a misurare la temperatura.

Se la temperatura è superiore a 42,9°C (109,2°F), lo schermo LCD visualizza H C (H°F). Se la temperatura è inferiore a 32,0°C (89,6°F), lo schermo visualizza LOC(LOF).

Al termine della misurazione, lo schermo LCD visualizzerà °C(F), smetterà di lampeggiare e segnerà con una melodia 10 volte.

Quando si ottiene il risultato della misurazione, assicurarsi di spegnere il termometro per conservare la durata della batteria. In caso contrario, lo stesso si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.

Se la misurazione è terminata, ripetere la procedura sopra descritta per avviare nuovamente la misurazione della temperatura.

5. Precauzioni

Prima di misurare la temperatura, controllare il termometro a succhietto. Se ci sono delle parti rotte, per favore, non utilizzarlo.

Non lasciare il termometro a temperature elevate o alla luce diretta del sole ed evitare il contatto con sostanze chimiche per prevenire delle conseguenze impreviste.

Non disassemblare o riparare il termometro.

Il termometro digitale a succhietto è un dispositivo di misurazione elettronico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il termometro digitale a succhietto è previsto solo per uso orale.

La batteria è sigillata. Sostituirla in un centro d'assistenza specializzato.

6. Pulizia del termometro


Posizionare il termometro a succhietto in una soluzione alcolica per un secondo. Il display LCD visualizza "Lo schermo può essere pulito solo con un panno o con acqua pulita".

Questo termometro è impermeabile. È possibile lavare il termometro con acqua pulita.

Attenzione: Questo termometro non può essere messo in acqua bollente.

7. Garanzia limitata

Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio o da una batteria scarica. Se il dispositivo non funziona correttamente a causa di componenti o montaggio difettosi, lo ripareremo gratuitamente o lo sostituiremo con uno nuovo.



Simbolo	Descrizione
	Tipo di parte collegata sonda BF
	Costruttore:
	Riferimento per le istruzioni
IP22	Grado di protezione contro la penetrazione d'acqua e sostanze non omogenee
	Simbolo di "PROTEZIONE DELL'AMBIENTE" – Gli apparecchi elettrici dismessi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani. Per favore consegnarli dove esistono centri di riciclaggio. Contattare le autorità locali o il rivenditore per consigli sul riciclaggio*.
CE	Conforme ai requisiti di sicurezza dell'UE
EC REP	Rappresentante autorizzato europeo

Cher utilisateur, Merci d'avoir acheté un thermomètre à sucette numérique. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions.

1. Description

2. Caractéristiques

- Écran LCD.
- Fonction mémoire.
- Lecture automatique de la température et arrêt automatique.
- Aucune contamination au mercure.



3. Spécification

- Plage de mesure : 32.0°C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F)
- Durée de mesure : trois minutes +/- une minute
- Précision de la température mesurée : +/- 0.1°C (32.2°F)
- Pile : 1.50 VDG AG3
- Type d'écran : LCD (affichage à cristaux liquides)
- Mémoire : Affiche la température mesurée précédemment.
- Minuterie : Lorsque la mesure est terminée, le thermomètre sonne 10 fois
- Dimensions : 55 x 50 x 50 mm.
- Poids : environ 16 gr.

Symbole	Description
	Type de pièce appliquée sonde BF
	Fabricant
	Référence aux instructions
IP22	Niveau de protection contre la pénétration d'eau et les Substances non-homogènes
	Symbole de « PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT » Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les déposer dans un centre de recyclage. Contactez vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.
	Conforme aux exigences de sécurité de l'UE
	Représentant européen autorisé

4. Comment l'utiliser ?

- Appuyez sur le bouton on/off (marche/arrêt), attendez à ce que l'écran LCD affiche 188.8, afin de vous assurer que le thermomètre fonctionne correctement et que la pile est en bon état, la température précédemment mesurée sera ensuite affichée et la figure fonctionnant 37.0°C (LO°F) sera activée ; °C (°F), Si la température ambiante est supérieure à 32,0 °C (89,6 °F), la figure fonctionnant s'affichera directement et le thermomètre commencera à mesurer la température.
- Si la température mesurée est supérieure à 42.9°C(109.2°F) l'écran LCD affiche H C(H°F). Si la température mesurée est inférieure à 32.0°C (89,6°F) l'écran affiche LOC(LOF).
- Lorsque la mesure est terminée, l'écran LCD affiche °C(F), arrête de clignoter et signale en sonnant 10 fois.
- Lorsque vous recevez le résultat de la mesure, assurez-vous d'éteindre le thermomètre pour prolonger la vie de la pile. Sinon, il s'éteindra automatiquement après 10 minutes.
- Si la mesure est terminée, veuillez répéter la procédure mentionnée ci-dessus pour redémarrer la mesure de température.

5. Précautions

- Avant de mesurer la température, veuillez d'abord vérifier le thermomètre à sucette. S'il y a des pièces cassées, veuillez ne pas l'utiliser.
- Ne laissez pas le thermomètre à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil et évitez tout contact avec des substances chimiques pour éviter des conséquences inattendues.
- Veuillez ne pas démonter ni réparer le thermomètre.
- Le thermomètre à sucette numérique est un appareil de mesure électronique. Veuillez le garder hors de portée des enfants. Le thermomètre à sucette numérique est destiné à un usage oral uniquement.
- La pile est scellée. Faites-la remplacer par un centre de service spécialisé.

6. Nettoyage du thermomètre

- Placez le thermomètre à sucette dans une solution alcoolisée pendant une seconde. L'écran LCD affiche le message « L'écran ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon ou de l'eau propre ».
- Ce thermomètre est étanche. Vous pouvez laver le thermomètre avec de l'eau propre.
- Attention : Ce thermomètre ne peut pas être placé dans de l'eau bouillante.

7. Garantie limitée

- Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une pile déchargée. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement en raison de pièces ou d'un assemblage défectueux, nous le réparerons gratuitement ou le remplacerons par un neuf.

عزيزي المستخدم، شكرًا لك على شراء ميزان الحرارة الرقمي للمصاصة. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة التعليمات بعناية

1. الوصف



2. الخصائص

- شاشة LCD.
- وظيفة الذاكرة.
- قياس درجة الحرارة تلقائيًا وإيقاف التشغيل التلقائي.
- خالي من التلوث بالزئبق.

3. المواصفات

- نطاق القياس: 32.0°C (89.6°F) - 42.9°C
- وقت القياس: ثلاث دقائق +/- دقيقة واحدة
- دقة القياس: +/- 0.1°C (32.2°F)
- البطارية: VDG AG31.50
- نوع الشاشة LCD: (شاشة كريستال سائل)
- الذاكرة: تعرض درجة الحرارة التي تم قياسها سابقًا.
- المؤقت: عندما ينتهي القياس، سيصدر صوت 10 مرات.
- الأبعاد: 55 × 50 × 50 مم.
- الوزن: حوالي 16 جرام

4. كيفية استخدامه؟

- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف، انتظر حتى يظهر على شاشة LCD الرقم 188.8، لتأكد من أن الميزان يعمل بشكل صحيح وأن البطارية في حالة جيدة، ثم ستظهر درجة الحرارة السابقة التي تم قياسها وسيتم تفعيل الرقم العامل 37.0°C (°F) (LO°F) إذا كانت درجة حرارة البيئة أعلى من 32.0°C (89.6°F) سيتم عرض الرقم العامل مباشرة ويبدأ الميزان في قياس درجة الحرارة.

- إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 42.9°C (109.2°F)، ستظهر على شاشة LCD العلامة H C (H°F) إذا كانت درجة الحرارة أقل من 32.0°C (89.6°F) ستظهر على الشاشة LOC (LOF)
- عند اكتمال القياس، ستعرض شاشة LCD "C(F)", وستتوقف عن الوميض وتنبه بصوت موسيقي 10 مرات.
- عند الحصول على نتيجة القياس، يرجى التأكد من أنك قد أطفأت الميزان للحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة.
- إذا لم تفعل ذلك، سيغلق الميزان تلقائيًا بعد 10 دقائق.
- إذا تم اكتمال القياس، يرجى تكرار الإجراء المذكور أعلاه لبدء قياس درجة الحرارة مرة أخرى

5. تدابير الوقاية

- قبل قياس درجة الحرارة، يرجى أولاً التحقق من ميزان الحرارة للمصاصة. إذا كانت هناك أجزاء مكسورة، يرجى عدم استخدامه.
- لا تترك الميزان في درجة حرارة مرتفعة أو تحت أشعة الشمس المباشرة وتجنب ملامسته للمواد الكيميائية لتجنب المواقف غير المتوقعة.
- يرجى عدم تفكيك أو إصلاح ميزان الحرارة.
- ميزان الحرارة الرقمي للمصاصة هو جهاز قياس إلكتروني. يرجى إبقائه بعيدًا عن الأطفال. الميزان مخصص للاستخدام القموي فقط.
- البطارية مغلقة. يجب تغييرها من قبل خدمة مختصة.

6. تنظيف الميزان

- ضع ميزان الحرارة للمصاصة في محلول كحولي لمدة ثانية واحدة. تعرض شاشة LCD: يمكن تنظيف الشاشة فقط باستخدام قماش أو ماء نظيف.
- هذا الميزان مقاوم للماء. يمكنك غسل الميزان بالماء النظيف.
- تنبيه: لا يمكن وضع هذا الميزان في ماء مغلي.

7. الضمان المحدود

هذا الضمان لا يغطي الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح أو البطارية المستهلكة. إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح بسبب أجزاء معيبة أو تركيب غير سليم، سنقوم بإصلاحه مجانًا أو استبداله بجهاز جديد

Sehr geehrter Benutzer, vielen Dank für den Kauf des digitalen Schnullerthermometers. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

1. Beschreibung

2. Funktionen

- LCD-Anzeige.
- Speicherfunktion.
- Automatische Temperaturmessung und automatische Abschaltung.
- Keine Quecksilberverunreinigung.

3. Spezifikation

- Messbereich: 32,0 °C – 42,9 °C (89,6 °F – 109,2 °F)
- Messzeit: drei Minuten +/- eine Minute
- Temperaturgenauigkeit: +/- 0,1 °C (32,2 °F)
- Batterie: 1,50 VDG AG3
- Anzeigetyp : LCD (Flüssigkristallanzeige)
- Speicher: Zeigt die zuletzt gemessene Temperatur an.
- Timer: Wenn die Messung abgeschlossen ist, klingelt es 10 Mal. Abmessungen: 55 x 50 x 50 mm.
- Gewicht: ca. 16 g.

4. Wie wird es verwendet?

Drücken Sie die Ein- / Aus- Taste und warten Sie, bis auf dem LCD-Bildschirm 188,8 angezeigt wird, um sicherzustellen, dass das Thermometer ordnungsgemäß funktioniert und die Batterie in gutem Zustand ist. Anschließend wird die zuvor gemessene Temperatur angezeigt und der Arbeitswert 37,0 °C (LO °F) aktiviert. °C (°F), wenn die Umgebungstemperatur höher als 32,0 °C (89,6 °F) ist, wird der Arbeitswert direkt angezeigt und das Thermometer beginnt mit der Temperaturmessung.

Wenn die Temperatur über 42,9 °C (109,2 °F) liegt, zeigt der LCD-Bildschirm H C (H°F) an. Wenn die Temperatur unter 32,0 °C (89,6 °F) liegt, zeigt das Display LOC(LOF) an.

Wenn die Messung abgeschlossen ist, zeigt der LCD-Bildschirm „C(F)“ an, hört auf zu blinken und piept 10 Mal.

Wenn Sie das Messergebnis erhalten, schalten Sie das Thermometer unbedingt aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Wenn nicht, wird es nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Wenn die Messung beendet ist, wiederholen Sie bitte den oben beschriebenen Vorgang, um die Temperaturmessung erneut zu starten.

5. Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie die Temperatur messen, überprüfen Sie bitte zuerst das Schnullerthermometer. Wenn das Gerät beschädigte Teile aufweist, verwenden Sie es bitte nicht.

Setzen Sie das Thermometer keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie den Kontakt mit chemischen Substanzen, um unerwartete Folgen zu vermeiden.

Bitte zerlegen oder reparieren Sie das Thermometer nicht.

Das digitale Schnullerthermometer ist ein elektronisches Messgerät. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das digitale Schnullerthermometer ist nur zur oralen Anwendung bestimmt.

Die Batterie ist versiegelt. Lassen Sie sice von einem spezialisierten Servicecenter austauschen.

6. Reinigung des Thermometers


Legen Sie das Schnullerthermometer für eine Sekunde in eine Alkohollösung. Auf dem LCD-Display steht: „Der Bildschirm kann nur mit einem Tuch oder klarem Wasser gereinigt werden.“

Dieses Thermometer ist wasserdicht. Sie können das Thermometer mit klarem Wasser abwaschen.

Achtung: Dieses Thermometer darf nicht in kochendes Wasser gelegt werden.

7. Eingeschränkte Garantie

Diese Garantie deckt keine Schäden durch Missbrauch oder eine leere Batterie ab. Sollte das Gerät aufgrund defekter Teile oder der Montage nicht einwandfrei funktionieren, reparieren wir es kostenlos oder tauschen es gegen ein neues aus.



Symbol	Beschreibung
	Art des Anwendungsteils BF-Sonde
	Hersteller
	Hinweis zur Anleitung
IP22	Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser und inhomogenen Substanzen
	Symbol für „UMWELTSCHÜTZ“ Die Elektro-Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie diese dort ab, wo es Recyclingmöglichkeiten gibt. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.
	Erfüllt die EU-Sicherheitsanforderungen
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU

Vážení uživatelé, děkujeme vám za zakoupení digitálního teploměru ve tvaru dudlíku. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete návod.

Zapnuto/vypnuto

1. Popis

2. Vlastnosti

LCD displej.
Funkce paměti.
Automatické odečítání teploty a automatické vypnutí.
Žádná kontaminace rtuť.

3. Specifikace

Rozsah měření: 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F)
Doba měření: tři minuty +/- jedna minuta
Přesnost teploty: +/- 0,1 °C (32,2 °F)
Baterie: 1,50 VDG AG3
Typ displeje: LCD (displej z tekutých krystalů)
Paměť: Zobrazuje předchozí naměřenou teplotu.
Časovač: Po dokončení měření zazvoní 10krát
Rozměry: 55 x 50 x 50 mm.
Hmotnost: cca 16 g.



4. Jak to používat?

Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí a počkejte, až se na LCD displeji zobrazí hodnota 188,8, abyste se ujistili, že teploměr funguje správně a že je baterie v dobrém stavu.

Poté se zobrazí předchozí naměřená teplota a aktivuje se pracovní hodnota 37,0°C (LO°F), °C (°F), pokud je okolní teplota vyšší než 32,0°C (89,6°F), zobrazí se přímo pracovní hodnota a teploměr začne měřit teplotu.

Pokud je teplota vyšší než 42,9°C (109,2°F), na LCD displeji se zobrazí H C (H°F). Pokud je teplota nižší než 32,0°C (89,6°F), na displeji se zobrazí LOC (LOF).

Po dokončení měření se na LCD displeji zobrazí „C(F)“, přestane blikat a ozve se pípnutí melodií 10krát.

Po obdržení výsledku měření se ujistěte, že jste teploměr vypnuli, abyste prodloužili životnost baterie. Pokud ne, automaticky se vypne po 10 minutách.

Pokud je měření dokončeno, opakujte výše uvedený postup pro opětovné spuštění měření teploty.

5. Bezpečnostní opatření

Před měřením teploty nejprve zkontrolujte teploměr v dudlíku. Pokud jsou rozbité díly, prosím, nepoužívejte jej. Nenechávejte teploměr na vysokých teplotách ani na přímém slunečním světle a zamezte kontaktu s chemickými látkami, abyste předešli neočekávaným následkům.

Teploměr prosím nerozebírejte ani neopravujte.

Digitální teploměr ve tvaru dudlíku je elektronické měřicí zařízení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Digitální teploměr ve tvaru dudlíku je určen pouze k orálnímu použití.

Baterie je zapečetěná. Nechte jej vyměnit ve specializovaném servisním středisku.

6. Čištění teploměru

Vložte teploměr ve tvaru dudlíku na jednu sekundu do alkoholového roztoku. Na LCD displeji se zobrazuje hlášení „Obrazovka lze čistit pouze hadříkem nebo čistou vodou“.

Tento teploměr je vodotěsný. Teploměr můžete omýt čistou vodou.

Varování: Tento teploměr nelze vkládat do vroucí vody.

7. Omezená záruka

Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím nebo vybitou baterií. Pokud zařízení nefunguje správně z důvodu vadných dílů nebo montáže, bezplatně jej opravíme nebo vyměníme za nové.

Symbol	Popis
	Typ aplikované části Sonda BF
	Výrobce
	Odkaz na instrukce
IP22	Stupeň ochrany proti vniknutí vody a nehomogenních látek
	Symbol „OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ Odpadní elektrosmotřebiče se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Odevzdejte je prosím tam, kde jsou k dispozici recyklační zařízení. Pro informace o recyklaci se obraťte na místní úřady nebo prodejce.
	Splňuje bezpečnostní požadavky EU
	Evropský autorizovaný zástupce

Poštovani korisniku, Hvala vam što ste kupili digitalni termometar za sisanje. Pre upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte uputstva.

Uključujući. /Isključeno

1. Opis

2. Karakteristike

LCD ekran.
Funkcija memorije.
Automatsko prepoznavanje temperature i automatsko isključivanje.
Nema zagađenja živom.

3. Specifikacija

Opseg merenja: 32.0°C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F)
Vreme merenja: tri minuta +/- jedan minut
Tačnost temperature: +/- 0.1 °C (32.2 °F)
Baterija: 1.50 VDG AG3
Tip ekrana: LCD (displej sa tečnim kristalima)
Memorija: Prikazuje prethodnu izmerenu temperaturu.
Tajmer: Kada je merenje završeno, zazvonice 10 puta
Dimenzije: 55 x 50 x 50 mm.
Težina: oko 16g.

4. Kako ga koristiti?

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje, sačekajte da LCD ekran prikaže 188,8 da biste bili sigurni da termometar radi ispravno i da je baterija u dobrom stanju, zatim će se prikazati prethodna izmerena temperatura i aktivirati se radna cifra 37,0 °C (LO°F); °C (°F), ako je temperatura okoine viša od 32,0 °C (89,6 °F), radna cifra će biti direktno prikazana i termometar će početi da meri temperaturu.

Ako je temperatura viša od 42,9°C (109,2°F), LCD ekran će prikazati H C(H°F). Ako je temperatura niža od 32,0 °C (89,6 °F), na ekranu će se prikazati LOC (LOF).

Kada je merenje završeno, LCD ekran će prikazati °C (F), prestati da treperi i signalizirati sa melodija 10 puta.

Kada primite rezultat merenja, obavezno isključite termometar kako bi baterija trajala duže. Ako ne, automatski će se isključiti nakon 10 minuta.

Ako je merenje završeno, ponovite gore navedenu proceduru da biste ponovo pokrenuli merenje temperature.

5. Mere predostrožnosti

Pre merenja temperature, prvo proverite termometar za sisanje. Ako su slomljeni delovi, molimo vas da ga ne koristite.

Ne ostavljajte termometar na visokoj temperaturi ili na direktnoj sunčevoj svetlosti i sprečite kontakt sa hemijskim supstancama kako biste izbegli neočekivane posledice.

Molimo vas da ne rastavljate ili popravljate termometar.

Digitalni termometar za sise je elektronski merni uređaj. Molimo vas da se držite dalje od dece. Digitalni termometar za sise je samo za oralnu upotrebu.

Baterija je zapečaćena. Da bude zamenjen specijalizovanom službom.

6. Čišćenje termometar

Ubacite termometar za sise u rastvor alkohola na jednu sekundu. LCD ekran kaže "Ekran se može očistiti samo krpom ili čistom vodom"

Ovaj termometar je vodootporan. Termometar možete oprati čistom vodom.

Oprez: Ovaj termometar se ne može staviti u kipuću vodu.

7. Ograničena garancija

Ova garancija ne pokriva štetu od zloupotrebe ili prazne baterije. Ako uređaj ne funkcioniše ispravno zbog neispravnih delova ili sklopa, mi ćemo ga besplatno popraviti ili zameniti novim.



Simbo	Opis
	Tip BF sonde deo primenjuje
	Proizvođača
	Uputstvo za upotrebu
IP22	Stepen zaštite od pristupa vodi i nehomogen Supstanc
	Simbol za "ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE" Otpadni električni uređaji ne smeju se odlagati sa kućnim otpadom. Molimo vas da ih predate tamo gde postoje postrojenja za reciklažu. Obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu za savet o reciklaži. "
	Ispunjava bezbednosne zahteve EU
	Evropski ovlašćeni predstavnik

Beste gebruiker, We danken u voor de aankoop van de digitale fopspeenthermometer. Voordat u het product gaat gebruiken, lees aub aandachtig de instructies.

1. Omschrijving

2. Kenmerken

- Lcd-scherm.
- Geheugenfunctie.
- Automatische temperatuurmeting en automatische uitschakeling.
- Geen kwikverontreiniging.

3. Specificatie

- Meetbereik 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F)
- Metingstijd: drie minuten +/- één minuut
- Nauwkeurigheid temperatuur: +/- 0,1°C (32,2°F)
- Batterij: 1.50 VDG AG3
- Schermtipe: LCD (vloeibaar-kristalscherm)
- Geheugen: Geeft de laatst gemeten temperatuur weer.
- Timer: Wanneer de meting voltooid is, zal het toestel 10 keer rinkelen.

Afmetingen: 55 x 50 x 50 mm

Gewicht: circa 16 gram

4. Hoe dit toestel gebruiken?

Druk op de aan/uit-knop en wacht totdat het Lcd-scherm 188,8 weergeeft om er zeker van de zijn dat de thermometer goed werkt en dat de batterij in goede staat is. Vervolgens wordt de eerder gemeten temperatuur weergegeven en wordt de werkaftbeelding van 37,0°C (LO°F) geactiveerd. °C (°F): als de omgevingstemperatuur hoger is dan 32,0°C (89,6°F), wordt de werkaftbeelding rechtsreeks weergegeven en begint de thermometer de temperatuur te meten.

Als de temperatuur hoger is dan 42,9°C (109,2°F), geeft het Lcd-scherm H C (H°F) weer. Als de temperatuur lager is dan 32,0°C (89,6°F), verschijnt LOC(LOF) op het scherm.

Zodra de meting is voltooid, geeft het Lcd-scherm "C(F)" weer. Het scherm stopt met knipperen en er wordt 10 keer een pieptoon afgespeeld

Als u het meetresultaat ontvangt, zorg er dan voor dat u de thermometer uitschakelt om de batterijduur te verlengen. Doet u dit niet, dan schakelt het toestel na 10 minuten automatisch uit.

Als de meting is voltooid, herhaal de bovenstaande procedure om de temperatuurmeting opnieuw te starten.

5. Voorzorgsmaatregelen

Controleer eerst de temperatuur op de fopspeenthermometer voordat u de temperatuur meet. Gebruik de thermometer niet

als u kapotte onderdelen vaststelt.

Stel de thermometer niet bloot aan hoge temperaturen of rechtsreeks zonlicht en vermijd contact met chemische stoffen om onverwachte gevolgen te voorkomen.

Demonteer of repareer de thermometer niet.

De digitale fopspeenthermometer is een elektronisch meetinstrument. Buiten bereik van kinderen houden. De digitale fopspeenthermometer is uitsluitend bedoeld voor oraal gebruik.

De batterij is verzegeld. Deze mag enkel in een gespecialiseerd servicecentrum worden vervangen.

6. De thermometer reinigen


Plaats de fopspeenthermometer gedurende één seconde in een alcoholoplossing. Op het Lcd-scherm verschijnt dan: "Het scherm mag alleen worden schoongemaakt met een doek of schoon water"

Deze thermometer is waterdicht. U kunt de thermometer met schoon water wassen.

Waarschuwing! Deze thermometer mag niet in kokend water worden geplaatst.

7. Beperkte garantie

Deze garantie dekt geen schade die als gevolg van verkeerd gebruik of een lege batterij is ontstaan. Mocht het toestel door een defect onderdeel of als gevolg van een verkeerde montage niet naar behoren functioneren, dan repareren wij het kosteloos of vervangen het door een nieuw exemplaar.



Pictogram	Omschrijving
	Soort toegepaste BF-sonde
	Fabrikant
	Verwijzing naar instructie
IP22	Beschermingsgraad tegen toegang tot het doordringen van water en inhomogene stoffen
	Pictogram voor 'MILIEUBESCHERMING'. De afgedankte elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil gedeponeerd worden. Lever ze in waar recyclagefaciliteiten bestaan. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling
CE	Voldoet aan de EU-veiligheidseisen
EC REP	Evropski ovlašćeni predstavnik

I lnduari përdorues, Faleminderit që bletë një termometër digjital me biberon. Para se të përdorni produktin, ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet.

1. Përshkrimi

2. Karakteristikat

Ekrani LCD.
Funksioni për memorie.
Lexim automatik i temperaturës dhe shkycje automatike.
Pa ndotje me merkur.

3. Specifikimi

Diapazoni i matjes: 32.0°C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F)
Koha e matjes: tre minuta +/- një minutë
Saktësia e temperaturës: +/- 0.1°C (32.2°F)
Bateria: 1.50 VDG AG3
Lloji i ekranit: LCD (ekran me kristale të lëngshme)
Memoria: Shfaq temperaturën e matur më parë.
Kohëmatësi: Kur matja të ketë mbaruar, do të bjerë zilen 10 herë
Përmasat: 55 x 50 x 50 mm.
Pesha: rreth 16g.

4. Si ta përdorni?

Shtypni butonin e kyçjes/shkyçjes, prisni që ekranin LCD të shfaqë 188.8 për t'u siguruar që termometri po funksionon siç duhet dhe bateria është në gjendje të mirë, më pas do të shfaqet temperatura e matur më parë dhe do të aktivizohet shifra e punës 37.0°C (LOF); °C (°F), nëse temperatura e ambientit është më e lartë se 32.0°C (89.6°F), shifra e punës do të shfaqet direkt dhe termometri do të fillojë matjen e temperaturës.

Nëse temperatura është më e lartë se 42.9°C (109.2°F), ekranin LCD do të shfaqë H C (H°F). Nëse temperatura është më e ulët se 32.0°C (89.6°F), ekranin do të shfaqë LOC(LOF).

Kur të përfundojë matja, ekranin LCD do të shfaqë "C(F)", do të ndalojë së pulsuarit dhe do të sinjalizojë me melodi 10 herë.

Kur të merrni rezultatin e matjes, ju lutemi sigurohuni që ta fikni termometrin për të ruajtur jetëgjatësinë e baterisë.

Nëse jo, do të fiket automatikisht pas 10 minutash.

Nëse matja ka mbaruar, ju lutemi përsëritni procedurën e lartpërmendur për të filluar përsëri matjen e temperaturës.

5. Masat paraprake të sigurisë

Përpara se të matni temperaturën, ju lutemi kontrolloni më parë termometrin e biberonit. Nëse ka pjesë të thyera, ju lutemi mos e përdorni.

Mos e lini termometrin në temperatura të larta ose në rrezet e diellit të drejtë për drejta dhe shmangni kontaktin me substanca kimike për të shmangur pasoja të papritura.

Ju lutemi mos e çmontoni ose riparoni termometrin.

Termometri digjital me biberon është një pajisje matëse elektronike. Ju lutemi mbajeni larg fëmijëve. Termometri digjital me biberon është vetëm për përdorim oral.

Bateria është e mbyllur me hermetikë. Zëvendësojeni atë në një qendër shërbimi të specializuar.

6. Pastrimi i termometrit

Vendoseni termometrin e biberonit në një tretësirë alkooli për një sekondë. Ekranin LCD thotë "Ekranin mund të pastrohet vetëm me një leckë ose ujë të pastër".

Ky termometër është i papërshekueshëm nga uji. Mund ta lani termometrin me ujë të pastër.

Kujdes: Ky termometër nuk mund të vendoset në ujë të valuar.

7. Garancia e kufizuar

Kjo garanci nuk mbulon dëmet nga keqpërdorimi ose një bateri e konsumuar. Nëse pajisja nuk funksionon siç duhet për shkak të pjesëve ose montimit me defekt, ne do ta riparojmë atë falas ose do ta zëvendësojmë me një të re.



Simboli	Përshkrimi
	Lloji i pjesës së aplikuar sonda BF
	Prodhuesi
	Shkalla e mbrojtjes kundër hyrjes së ujit dhe substanca jo homogjene
IP22	Beschermingsgraad tegen toegang tot het doordringen van water en inhomogene stoffen
	Simboli për "MBROJTJE E MJEDISIT" Pajisjet elektrike të përdorura nuk duhet të hidhen me mbeturinat shtëpiake. Ju lutemi t'i dorëzoni ato në vendet ku ka ambiente riciklimi. Kontakttoni autoritetet lokale ose shitësin për këshilla mbi riciklimin.
	Përbush kërkesat e sigurisë së BE-së
	Përfaqësuesi i Autorizuar Evropian

Sayın Tüketici, Dijital emzik termometresi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz.

1. Açıklama

2. Özellikler

- LCD ekran.
- Hafıza fonksiyonu.
- Otomatik sıcaklık algılama ve otomatik kapanma.
- Cıva kirliliği yok.

3. Spesifikasyon

- Ölçüm kapsamı: 32.0°C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F)
- Ölçüm süresi: üç dakika +/- bir dakika
- Sıcaklık doğruluğu: +/- 0.1°C (32.2°F)
- Piller: 1.50 VDG AG3
- Ekran Tipi: LCD (Sıvı Kristal Ekran)
- Hafıza: önceki ölçülen sıcaklığı gösterir.
- Zamanlayıcı: Ölçüm bittiğinde, 10 kez çalacaktır
- Boyutları: 55 x 50 x 50 mm.
- Ağırlık: yaklaşık 16 g

4. Nasıl kullanılır?

Açma/kapama düğmesine basın, termometrenin düzgün çalıştığından ve pilin iyi durumda olduğundan emin olmak için LCD ekranda 188,8 değerinin görüntülenmesini bekleyin, ardından önceki ölçülen sıcaklık görüntülenecek ve çalışma rakamı 37,0°C (LO°F) etkinleştirilecektir; Ortam sıcaklığı 32,0°C'den (89,6°F) yüksekse °C (°F) çalışma rakamı doğrudan görüntülenecek ve termometre sıcaklığı ölçmeye başlayacaktır.

Sıcaklık 42,9°C'den (109,2°F) yüksekse LCD ekranda

H C(H°F) görüntülenecektir. Sıcaklık 32,0°C'den (89,6°F) düşüğe LCD ekranda LOC(LOF) görüntülenecektir.

Ölçüm tamamlandığında, LCD ekranda "C(F)" görüntülenecek, yanıp sönmeye duracak ve 10 kez melodi ile bip sesi duyulacaktır.

Ölçüm sonucunu aldığınızda, pil ömrünü daha uzun tutmak için lütfen termometreyi kapattığınızdan emin olun.

Aksi takdirde, 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Ölçüm bittiyse, sıcaklık ölçümünü tekrar başlatmak için lütfen yukarıdaki prosedürü tekrarlayın.

5. Önlemler

Sıcaklığı ölçmeden önce lütfen meme başı termometresini kontrol edin. Kırık parçalar varsa, lütfen kullanmayın. Beklenmedik sonuçlardan kaçınmak için termometreyi yüksek sıcaklıkta veya doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın ve kimyasal maddelerle temasını önleyin. Lütfen termometreyi sökmeyin veya onarmayın.

Dijital emzik termometresi elektronik bir ölçüm cihazıdır. Lütfen çocuklardan uzak tutunuz. Dijital emzik termometresi sadece ağızdan kullanım içindir.

Pil mühürlüdür. Uzman bir servis tarafından değiştirilmelidir.

6. Termometre temizliği


Meme başı termometresini bir saniye boyunca alkol solüsyonuna yerleştirin. LCD ekranda "Ekran sadece bez veya temiz su ile temizlenebilir" yazısı görüntülenir.

Bu termometre su geçirmezdir. Termometreyi temiz su ile yıkayabilirsiniz.

Uyarı: Bu termometre kaynar suya yerleştirilemez.

7. Sınırlı garanti

Bu garanti, yanlış kullanımdan veya bitmiş pilden kaynaklanan hasarları kapsamaz. Ünite kusurlu parçalar veya kurulum nedeniyle arızalanırsa, ücretsiz olarak onaracağız veya yenisiyle değiştireceğiz.



Sembol	Açıklama
	Takılı parçanın tipi BF probu
	Üretici
	Talimatlara referans
IP22	Su ve homojen olmayan maddelerin girişine karşı koruma derecesi
	"ÇEVRE KORUMA" sembolü Atılan elektrikli aletler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bunları geri dönüşüm tesislerinin bulunduğu yerlere teslim edin. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkilinizle veya satıcınızla iletişime geçin.
	AB güvenlik gereksinimlerini karşılar
	Avrupa Yetkili Temsilcisi

Szanowny Użytkowniku, Dziękujemy za zakup cyfrowego termometru smoczka. Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

1. Opis

2. Charakterystyki

Wyświetlacz LCD.

Funkcja zapamiętywania.

Automatyczny odczyt temperatury i automatyczne wyłączenie.

Brak zanieczyszczeń rtęcią.

3. Specyfikacja

Zakres pomiaru: 32.0°C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F)

Czas pomiaru: trzy minuty +/- jedna minuta

Dokładność temperatury: +/- 0.1°C (32.2°F)

Bateria: 1.50 VDG AG3

Typ wyświetlacza: LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

Pamięć: Wyświetla poprzednio zmierzoną temperaturę.

Timer: Po zakończeniu pomiaru urządzenie zadzwoni

10 razy

Wymiary: 55 x 50 x 50 mm.

Waga: około 16gr..

4. Jak go używać?

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, poczekaj, aż na ekranie LCD wyświetli się 188,8, aby upewnić się, że termometr działa prawidłowo, a bateria jest w dobrym stanie, a następnie wyświetli się poprzednio zmierzona temperatura i zostanie aktywowana wartość robocza 37,0°C (LO°F); °C (°F), jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 32,0°C (89,6°F), wartość robocza zostanie wyświetlona bezpośrednio, a termometr rozpocznie pomiar temperatury.

Jeśli temperatura jest wyższa niż 42,9°C (109,2°F), ekran LCD wyświetli H C (H°F). Jeśli temperatura jest niższa niż 32,0°C (89,6°F), ekran wyświetli LOC (LOF).

Po zakończeniu pomiaru na ekranie LCD pojawi się „C(F)”, przestanie migać i rozlegnie się 10 sygnałów dźwiękowych.

Po otrzymaniu wyniku pomiaru należy wyłączyć termometr, aby wydłużyć czas pracy baterii. W przeciwnym razie wyłączy się on automatycznie po 10 minutach

Po zakończeniu pomiaru należy powtórzyć powyższą procedurę, aby ponownie rozpocząć pomiar temperatury.

5. Środki ostrożności

Przed zmierzeniem temperatury sprawdź najpierw termometr smoczek. Jeśli są jakieś uszkodzone części, nie używaj go.

Nie pozostawiaj termometru w wysokiej temperaturze lub bezpośrednio w świetle słonecznym i unikaj kontaktu z chemikaliami, aby uniknąć nieoczekiwanych konsekwencji.

Proszę, nie rozbić i nie poprawiać termometru.

Cyfrowy termometr smoczek jest elektronicznym urządzeniem pomiarowym. Trzymaj z dala od dzieci. Cyfrowy termometr smoczek jest tylko do użytku doustnego.

Bateria jest hermetycznie zamknięta. Wymień ją w wyspecjalizowanym serwisie.

6. Czyszczenie termometru

Włóż termometr smoczek do roztworu alkoholowego na sekundę. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat "Ekran można czyścić tylko materiałem lub czystą wodą".

Ten termometr jest wodoodporny. Możesz umyć termometr czystą wodą.

Uwaga: Ten termometr nie można umieszczać we wrzącej wodzie.

7. Ograniczona gwarancja

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub rozładowaną baterią. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo z powodu wadliwych części lub montażu, naprawimy je bezpłatnie lub wymienimy na nowe.



Symbol	Opis
	Typ zastosowanej części Sonda BF
	Producent
	Odniesienie do instrukcji
IP22	Stopień ochrony przed wnikaniem wody i niejednorodnych substancji
	Symbol „OCHRONY ŚRODOWISKA” Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o ich oddawanie w miejscach, w których są dostępne punkty recyklingu. W celu uzyskania porady dotyczącej recyklingu należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą detalicznym.
	Spełnia wymogi bezpieczeństwa UE
	Autoryzowany przedstawiciel europejski

Драг корисник, Благодариме ви за купувањето на дигитален термометар. Пред да го употребите производот, молиме внимателно ги прочитајте инструкциите.

1. Опис

2. Карактеристики

LCD екран.
Функција на меморија.
Автоматско сензорирање на температурата и автоматско исклучување.

Нема загадување со жива.

3. Спецификација

Опсег на мерење: 32,0 °C - 42,9 °C (89,6 °F - 109,2 °F)

Време на мерење: три минути +/- една минута

Точност на температура: +/- 0,1 °C (32,2 °F)

Батерија: 1.50 VDG AG3

Тип на екранот: LCD (екран со течни кристали)

Меморија: Ја прикажува претходната измерена температура.

Тајмер: Кога мерењето е завршено, ќе засвони 10 пати

Димензии: 55 x 50 x 50 mm

Тежина: околу 16g.

4. Како да го користите?

Притиснете копче за вклучување/исклучување, чекајте

LCD екранот да покаже 188.8 за да се уверите дека термометарот работи исправно и батеријата е во добра состојба, тогаш претходната измерена температура ќе биде прикажана и работната бројка 37,0 °C (LO°F) ќе се активира; °C (°F), ако температурата на околината е повисока од 32,0 °C (89,6 °F), работната бројка ќе биде директно прикажана и термометарот ќе почне да ја мери температурата.

Ако температурата е повисока од 42,9 °C (109,2 °F), LCD екранот ќе прикаже H C (H°F). Ако температурата е пониска од 32,0 °C (89,6 °F), екранот ќе прикаже LOC (LOF).

Кога мерењето ќе заврши, LCD екранот ќе прикаже °C(F), ќе престане да трепка и ќе сигнализира со мелодија 10 пати.

Кога ќе го добиете резултатот од мерењето, молиме не забравяјте да го исклучите термометарот за да го задржите животот на батеријата подолго. Ако не, автоматски ќе се исклучи по 10 минути.

Ако мерењето е завршено, молиме повторете ја постапката спомената погоре за повторно да се започне мерењето на температурата.

5. Мерки на претпазливост

Пред мерење на температурата, прво го проверите термометарот. Ако има скршени делови, молиме не го користете.

Не го оставајте термометарот на висока температура или на директна сончева светлина и спречувајте контакт со хемиски супстанции за да избегнете неочекувани последици.

Молиме не го разглобувајте и не го поправајте термометарот.

Дигитален термометар е електронски уред за мерење. Молиме чувајте се подалеку од деца. Дигиталниот термометар е само за орална употреба.

Батеријата е запечатена. Да биде заменет со специјализирана служба.

6. Чистење на термометарот

Вметнете термометарот во алкохолен раствор за една секунда. LCD екранот вели: "Екранот може да се чисти само со крпа или со чиста вода"

Овој термометар е водоотпорен. Можете да го измиете термометарот со чиста вода.

Внимание: Овој термометар не може да се стави во врела вода.

7. Ограничена гаранција

Оваа гаранција не ја покрива штетата од злоупотреба или исцрпување на батеријата. Ако уредот не функционира правилно поради дефектни делови или монтажа, ние ќе го поправаме бесплатно или ќе го замениме со нов.



Симбол	Опис
	Тип на применетиот дел од BF сондата
	Производител
	Упатство
IP22	Степен на заштита од пристап до вода и нехомогеност Супстанции
	Симбол за "ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА" Отпадните електрични уреди не смеат да се исфрлат со отпадот од домаќинството. Молиме предајте ги каде што постојат објекти за рециклирање. Контактирајте ги локалните власти или трговецот на мало за совет за рециклирање.
	Ги исполнува безбедносните барања на ЕУ
	Европски овластен претставник



Декларация за съответствие

Фирма, адрес за фактура : FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LIMITED, Room 2702,27/F.,Omega Plaza,32 Dundas Street, Mongkok, KLN Hong Kong, China

Фирма, адрес на фабриката: FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LIMITED, 301, 3rd Floor, Block 1, No.60 Shangshuxia Road, Changping Town, Dongguan, Guangdong, P.R. China

Артикулен номер на продукта: BT-A51

Описание : DIGITAL SOOTHER THERMOMETER

За нашия модел BT-A51, доставян на ДИДИС ООД като 1025006 БИБЕРОН С ДИГИТАЛЕН ТЕРМОМЕТЪР:

1. С настоящото ние в качеството си на производител декларираме, че гореописаният модел е в съответствие с ограничението на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS 2.0) 2011/65/EU.
2. С настоящото декларираме, че при сглобяването на гореописания модел ще се използват само материали и компоненти, които отговарят на RoHS. При никакви обстоятелства по време на съществуването на продукта няма да се използват несъответстващи материали и компоненти вместо одобрените съвместими еквиваленти.
3. Това устройство съответства на Европейската директива ДМИ 93/42/ЕЕС, отнасяща се за медицински продукти, ISO 80601-2-56 и Европейски стандарт EN60601-1-2 и е обект на конкретни предпазни мерки по отношение на електромагнитната съвместимост.

Подпис и печат/ Signature and stamp:

Позиция/ Position: Manager

Дата/ Date: 28th, April 2025/ 25 април 2025

For and on behalf of
FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LIMITED
福建康實業股份有限公司

Authorized Signature(s)



Declaration of Compliance

Company Name, Invoice Company Address: FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LIMITED,
Room 2702,27/F., Omega Plaza,32 Dundas Street, Mongkok, KLN Hong Kong, China

Company Name, Factory Address: FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LIMITED, 301, 3rd
Floor, Block 1, No.60 Shangshuxia Road, Changping Town, Dongguan, Guangdong,
P.R. China

Product Item No: BT-A51

Description : DIGITAL SOOTHER THERMOMETER

For our model BT-A51, delivered to DIDIS Ltd as 1025006 DIGITAL SOOTHER
THERMOMETER:

1. We hereby declare that the above model is compliant to the Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU.
2. We hereby agree that only RoHS compliant materials and components will be used in the assembly of the above model. Under no circumstances will non-compliant materials and components be used in place of approved compliant equivalents during the life of the product.
3. This device corresponds to the European directive 93/42/EEC relating to medical devices, ISO 80601-2-56 and European standard EN60601-1-2 and it is subject to specific precautions, regarding the electromagnetic compatibility.

Signature and stamp:

Position: Manager


Date: 28th, April 2025

For and on behalf of
FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LIMITED
福建康實業股份有限公司

.....
Authorized Signature(s)



IP22 RoHS



**MedPath GmbH, Add: Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munich, Germany**



**Producer/Fabricante/Produttore/
Fabricant / Κατασκευαστής / المنتج /
Hersteller / Výrobce / Gyártó/
Производитель/Производитель/
Proizvođač/Fabrikant/Prodhuesi/
Üretici/Producent/Producător/
FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LIMITED,
Room 2702,27/F.,Omega Plaza,32 Dundas Street,
Mongkok, KLN Hong Kong, China**

**importer/Importador/Importatore/
Importateur/Εισαγωγέας/المستورد /
Importeur/Dovozce/Importör/
/Увозник/ИмпортерUvoznik/Importeur/
Importues/Ihracatçı/Importer/
Importator:Didis Ltd.
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com**



**Производител:
FUDAKANG INDUSTRIAL CO. LIMITED,
Room 2702,27/F.,Omega Plaza,32 Dundas Street,
Mongkok, KLN Hong Kong, China**

**Вносител:Дидис ООД
България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com**